

Komfort-Liftsessel

Ontario 1 - Ontario 2

Liftsessel sind Ruhesessel, die Menschen beim Aufstehen helfen. Sie sind mit einer Fernbedienung ausgestattet und ermöglichen es Ihnen, ein Nickerchen zu machen, fernzusehen, zu essen oder den zusätzlichen Schub durch den Liftsessel zu nutzen, um aufzustehen. Erhältlich in verschiedenen Polsterfarben, die perfekt zu Ihrer Einrichtung passen.



VERMEIREN
we care for you

Ontario 1 - Ontario 2

Der Ontario 1 Liftsessel bietet Ihnen optimalen Komfort in Ihrer vertrauten Umgebung zu Hause. Mit einem einfachen Druck auf die Fernbedienung können Sie sich bequem ausstrecken und entspannen, fernsehen oder ein (digitales) Buch lesen.

Bei der **Version mit 2 Motoren (Ontario 2)** können Sie die Rückenlehne und die Beinstütze unabhängig voneinander bewegen. Sie können die Beinstütze ohne die Rückenlehne verstellen und umgekehrt, und Sie können den Liftsessel komplett abflachen (180°).

Colors of the Ontario 1 / Ontario 2



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Ontario** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	800 mm (845 mm*)
■ Gesamtlänge	840 mm (960 mm*)
■ Gesamthöhe	1160 mm (1145 mm*)
■ Sitzhöhe	500 mm
■ Sitzbreite	465 mm (480 mm*)
■ Höhe Armlehnen	150 mm (140 mm*)

■ Sitztiefe	450 mm (530 mm*)
■ Höhe Rücken	695 mm (670 mm*)
■ Gewicht	49,64 kg (53,34 kg*)
■ Benutzergewicht	150 kg
■ Art der Energieversorgung	Netzstrom
■ zusätzliche Information	CE

* Ontario 2 - Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärldinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you