

Twin-light

R O L L A T O R



Gesamtbreite	570 mm
Sitztiefe	200 mm
Sitzbreite	390 mm
Sitzhöhe	540 mm
Gesamthöhe	760 - 950 mm
Gesamtlänge	570 mm
Gesamtgewicht	3 kg
Max. zulässiges Benutzergewicht	130 kg
Räder	113 mm
Farbe	karbongrau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Austria GmbH - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at



Ihre Mobilität ist unser Anliegen