


Alois

Maximaler Komfort in minimaler Höhe

Besonders stabil durch sein Hubscherensystem, ist es dennoch für den häuslichen Bereich konzipiert.

Dieses Pflegebett kann mit durchgehenden Holz- Seitengittern oder auch mit absenkbaaren Metall- Seitengittern geliefert werden.

Die übersichtliche Handbedienung lässt alle elektrischen Verstellungen über die Soft-Touch-Tasten zu.



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen ALOIS

■ Gesamtbreite	1035 mm
■ Gesamtlänge	2070 mm
■ Gesamthöhe	660 - 1140 mm
■ Höhe Liegefläche	200 - 720 mm
■ Aufrichter	Nennlast 80 kg
■ Anti-Trendelenburg	Nein

■ Verstellung des Rückenbereichs	65°
■ Max. Winkel Oberschenkel	16°
■ Max. Winkel Unterschenkel	30°
■ Gewicht	98 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	170 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 cm und 1,5 kg) sind möglich.

Komfort

Sicher, praktisch und ästhetisch. Bett mit geringer Höhe für Alzheimer-Patienten. Absenkbar bis 200 mm und anhebbar bis 720 mm.

Farben



Option : Halterung für Handbedienung



Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Diese werden in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute getestet.

Features

- ✓ Handbedienung mit Soft-Touch-Tasten für Höhe, Kopfteil und Knieknick
- ✓ Fussteil kann zusätzlich manuell verstellt werden
- ✓ Einzelbremsebare Räder
- ✓ Durchgehende Holzseitengitter
- ✓ Aufzugbügel

Kompatibel mit Patientenlifter



VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching

Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90

Mail: info@vermeiren.at
Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Technische Änderungen vorbehalten.