

708D

Zeitloser Klassiker



Unter allen manuellen Rollstühlen ist der 708D ein zeitloses Modell, das seit seiner ersten Vorstellung gefragt ist.

Die Armlehnen sind klappbar und abnehmbar und mit einer weichen, extra langen und bequemen Polsterung ausgestattet. Der Stoff vom Sitz und der Rückenlehne sorgt zusammen mit den Aluminium-Beinauflagen für optimalen Komfort bei der Benutzung dieses Stuhls.

Und da es sich um einen modularen Rollstuhl handelt, kann eine breite Palette von Optionen angeboten werden, um den 708D an Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.



VERMEIREN
we care for you



Gummiräder zum Schutz von Wänden und Möbeln



Faltbar für Transport



Option: HEM2 Doppelgreifreifen Antrieb



Option : AMP kit Achsrückverlagerung

Optionen



B19 FuBriemen



B21 breites Wadenband



B07 Höhenverstellbare Beinstütze



BK7 Stumpfaufgabe



BP7 Beinschiene



B22 Spreizkeil



B47 Kopfstütze mit Bügel



L55 Kopfstütze für feste Rücken

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das (Produktname) den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Farben



Technische Angaben 708D

■ Gesamtbreite	560 / 590 / 610 / 630 / 650 / 670 mm
■ Breite zusammengeklappt	280 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 mm
■ Höhe Armlehnen	225 mm
■ Höhe Sitzfläche	490 mm
■ Höhe Rückenlehne	420 mm

■ Gesamthöhe	910 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gesamtlänge	1109 mm
■ Gewicht	18 kg
■ Benutzergewicht	120 kg
■ Zusätzliche Informationen	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.