

# 9062 XXL

Überbreite



Überbreiter, stark belastbarer starrer Toilettenstuhl.



max. Belastbarkeit  
**175 kg**



Eimer mit Henkel

# Interval XXL



Optional auch mit faltbaren Metall- Seitengittern



780	<b>600</b>	500	540	400	15	175
-----	------------	-----	-----	-----	----	-----


Das dreimotorige XXL Bett Modell INTERVAL ist belastbar bis 275 kg Benutzergewicht. Lieferbar in den Breiten 1200 und 1400 mm.

Der weiße Metall- Lattenrost lässt sich mittels einer verstärkten Hubschere elektrisch in der Höhe von 430 bis 830 mm verstellen.

Auch der Lattenrost- Kopf- und Fußteil lässt sich einfach per Handbedienung elektrisch auf Ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Komplett mit Holz- Seitengitter, Aufrichter und Trapez



max. Belastbarkeit  
**275 kg**



1200x2000 1400x2000	1330 1530	2080	430	830	-	30°	70°	16°	275
------------------------	--------------	------	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

