

D100

Standard-Rollstuhl



Der Rollstuhl D100 ist eine hervorragende Kombination zwischen Technik, Komfort und **VERMEIREN**-Qualität. Der **D100** ist Ihr idealer kompakter Leichtgewichtrollstuhl. Vollständig faltbar mit vielen Anpassungsmöglichkeiten.





Standard

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Abklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
- Abklappbare und abnehmbare Fusstützen
- Sitzhöhe in 3 Positionen verstellbar
- Integrierte Achsrückverlagerung

Optionen

Der **D100** kann mit verschiedenen Optionen erweitert werden. Bitte konsultieren Sie Ihren Fachhändler.

Farbe

C29

grau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580/600/620/640/660/680/700/720 mm
■ Gesamthöhe	880-940 mm
■ Gesamtlänge	1010 mm
■ gefaltet	300 mm
■ Sitzbreite	380/400/420/440/460/480/500/520 mm
■ Armlehnenhöhe	220-240 mm

■ Sitzhöhe	470-530 mm
■ Rückenhöhe	420 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gewicht*	18 kg
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärddinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

In Bezug auf die Qualität entspricht das **D100** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.