

Venus 4 SPORT

Scooter 4-Rad



Kleines 4-Rad-Elektromobil, sehr leicht und mit wenigen Handgriffen und ohne Werkzeuge zerlegbar in 5 Teile. Damit passt dieses Elektromobil auch in jeden Kofferraum. Die kompakte Bauweise macht den **Venus 4 Sport** zu einem idealen Gefährten für die Nutzung im Innenbereich.



VERMEIREN
we care for you



Praktisch

Ein kleiner, aber feiner Scooter. Der Venus 4 Sport ist ein kompakter 4-Rad-Scooter für den Innen- und Außeneinsatz. Bequem und praktisch im täglichen Gebrauch und kann ohne zusätzliches Werkzeug in 4 Teile zerlegt werden. Komplett mit Frontbeleuchtung, einem höhenverstellbaren Drehstuhl und einer herausnehmbaren Batterie. Der überarbeitete Einkaufskorb aus gehärtetem Kunststoff kann mitgenommen werden, um Einkäufe zu erledigen.

Farben



Graues Modell mit PU-Rädern.
Rotes Modell mit aufblasbaren Rädern.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	550 mm
■ Gesamtlänge	1040 mm (1060 mm luftbereift)
■ Gesamthöhe	900 mm
■ Sitzhöhe	360 - 410 mm
■ Wendekreis	2640 mm (2460 mm luftbereift)
■ Batterie	2 x 12V - 20Ah

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Venus 4 Sport** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



VERMEIREN Austria GmbH

Schäringer Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.