

Express

Robust, stabil
und leistungsfähig

Der Express ist ein elektrischer Rollstuhl mit geringer Gesamtbreite und ist einfach zu bedienen. Zerlegbar und faltbar für den Transport oder die Reise.



Für den Transport besteht die Möglichkeit den EXPRESS zu zerlegen



VERMEIREN
we care for you

Kompakter Elektrorollstuhl für den Innenbereich


Der Express ist ein elektrischer Rollstuhl mit geringer Gesamtbreite und ist einfach zu bedienen. Zerlegbar und faltbar für den Transport oder die Reise. Batterien, Rückenteil und Sitzkissen sind ganz einfach herausnehmbar. Auf diese Weise kann der Express zusammengeklappt werden und ist einiges leichter (nur 29,9 kg). So passt er leicht in den Kofferraum.

Farben

C29
grau



Separate Batterien, leicht zu entfernen und zu transportieren



Einfacher Zugang zum Entkoppeln des Motors und zum Herausnehmen der Batterie



Zusammenklappbar, um den Platz beim Transport zu begrenzen

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.



Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Express** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580 / 610 / 630 / 650 / 690 mm
■ Gesamtlänge	950 mm
■ Gesamthöhe	960 mm
■ Sitzhöhe	540 mm
■ Sitzbreite	390 / 420 / 440 / 460 / 500 mm
■ Sitztiefe	430 mm

■ Batterie / Motoren	2x12V/38Ah/150W oder 2x12V/50Ah/150W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	18 - 25 km
■ Gewicht	67 kg
■ Benutzergewicht	90 kg
■ zusätzliche Information	 

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

