

Normandie

Ruhesessel



VERMEIREN
we care for you



Normandie

Vollständig integrierbar

Der Normandie ist ein komfortabler, gut gestalteter Stuhl, der sowohl in einem Wohnzimmer als auch in einer Pflegeeinrichtung nicht fehl am Platz wirkt. Sein schlankes Design bietet Komfort und passt zu jeder Inneneinrichtung.

Mit einer bis zu 45° verstellbaren Rückenlehne und einer automatisch neigbaren Beinstütze bietet der Normandie den ganzen Tag über Komfort. Die robuste Metallkonstruktion sorgt für zusätzliche Stabilität beim Ein- und Aussteigen aus dem Stuhl.

Die Aufbewahrung oder der Transport eines geriatrischen Stuhls kann oft recht mühsam sein. Mit dem Normandie ist das nicht mehr der Fall, denn die Rückenlehne ist abnehmbar und lässt sich bei Bedarf leicht verstauen.



Rückenlehne demontiert

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist immer bestrebt, die beste Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem technologischen Fortschritt gehen wir mit und können Ihnen daher die modernsten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Wir bieten verschiedene Farben und eine Reihe von Optionen, um Ihre Normandie an Ihre Bedürfnisse, Ihre Einrichtung und Ihren Geschmack anzupassen. Zu den Optionen gehören ein Serumhalter, ein Tisch,...



Normandie mit Serumhalter und Tisch



Schiebestange

*Einstellung
der Armlehne*

*Handgriff zum
Zurücklehnen*

*Abgesenkte Armlehne
für einfachen Transfer*

Languedoc

Weniger ist mehr, auch bei Ihrem Stuhl

Ein bequemer Stuhl sollte nicht komplizierter sein, als er sein muss. Ohne die zusätzliche Beinstütze vereint der Languedoc die besten Eigenschaften des Normandie und spart Ihnen dabei einige Kosten.

Mit den kleinen Hinterrädern ist der Stuhl leicht zu manövrieren. Mit einer neigbaren Rückenlehne (bis zu 45°) und verstellbaren Armlehnen lässt sich dieser geriatrische Stuhl an jeden Benutzer und dessen Komfortbedürfnis anpassen.

Auch in verschiedenen Farben erhältlich.



Normandie - Languedoc

Optionen



B12 - Therapietisch



B22 - Abduktionskeil



B52 - Infusionshalter



M - Armlehne zur Blutentnahme

Farben



GS - Kunstleder hellgrau



BR - Kunstleder braun



37 - Kunstleder blau



33 - Kunstleder flieder



ZW - Kunstleder schwarz

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	685 mm
■ Gesamthöhe	1200 mm
■ Gesamtlänge	860 mm
■ Sitzbreite	500 mm
■ Höhe Armlehnen	150 - 210 mm
■ Rückenlehnenwinkel	13° - 45°

■ Sitzhöhe	500 mm
■ Höhe Rücken	750 mm
■ Sitztiefe	480 mm
■ Gewicht	22,4 kg* - 27,8 kg**
■ Maximales Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

* Languedoc / ** Normandie. Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**