

Carpo 2 XD SE

Scooter 4-Rad



Digitale Anzeige- LCD
mit USB- Verbindungsstück

Der Carpo 2 ist ein modern aussehender Scooter mit einer hohen Autonomie, sehr hohem Komfort und einem tollen Fahrgefühl. Der Sitz hat eine verstellbare Kopfstütze, integrierte Federung und Luxuspolsterung. Eine ausgezeichnete Wahl für Fahrten im Freien.



VERMEIREN
we care for you

Carpo 2 XD SE Zubehör



1908152 - Transportbox



1917059 - Befestigung für Gepäckablage



1906227 - Gehstockhalter



1913980 - Rollatorhalter für Modell VERMEIREN Quadri Light / Quava



1904796 - Rollatorhalter für Modell VERMEIREN 286 / Eco-Light II / Eco-Plus



1919008 - MOVO - Wetterdach




1997571 - Abdeckhaube grau

Farben



rot



silber

Unsere Garantie für Qualität

Was die Qualität betrifft, so erfüllt Carpo 2 XD SE die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	660 mm
■ Gesamthöhe	1390 mm
■ Gesamtlänge	1535 mm
■ Sitzhöhe	480 - 555 mm
■ Wendekreis	4020 mm
■ Batterie	2x12V - 80 Ah

■ Reichweite	ca. 57 km*
■ Motor	750 W
■ Geschwindigkeit	10 km/h*
■ Gewicht	144 kg
■ Benutzergewicht	150 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**