

The logo features a stylized blue 'C' shape with a white eye-like detail on the left side. To its right, the text 'ECLIPS X2' is written in a bold, blue, sans-serif font, with 'KIDS' in a smaller, blue, sans-serif font below it.

# ECLIPS X2 KIDS

Leichter und faltbarer Rollstuhl,  
hergestellt aus Aluminium.





## Kompakt und vielseitig

Der kompakte und vielseitige **Eclips X2 Kids** ist mit allen elementaren Funktionen ausgestattet, um diesen Stuhl an die persönlichen Bedürfnisse seines Benutzers anzupassen.

Der **Eclips X2 Kids** ist komplett faltbar und somit leicht zu transportieren, und das alles in einer trendigen, auffälligen roten Farbe.

Ausgestattet mit Bremsen, klappbarer Rückenlehne und Sicherheitsgurt. Erhältlich in den Sitzbreiten 32 und 36 cm.





*Umklappbare Rückenlehne*



*Sehr kompakt*



*BZ7 - optionale höhen- und  
winkelverstellbare Beinstützen*





## Auf Sie abgestimmte Produkte

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen – nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle modular und lassen sich individuell auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Alle Rollstuhltypen, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es für jede Person einen passenden Rollstuhl gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

## Garantierte Qualität

Der **Eclips X2 Kids** entspricht den höchsten Qualitätsstandards, die von zertifizierten Testinstituten in den meisten europäischen Ländern festgelegt wurden.

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	520 mm
■ Gesamthöhe	930 mm
■ Gesamtlänge	830 mm
■ Breite im gefalteten Zustand	320 mm
■ Sitzbreite	320 - 360 mm
■ Höhe Armlehnen	190 mm

■ Höhe Sitzfläche	440 mm
■ Höhe Rückenlehne	330 mm
■ Sitztiefe	320 mm
■ Gewicht	13,6 kg
■ Maximales Benutzergewicht	60 kg
■ Zusätzliche Informationen	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**