



Navix

Bessere Manövrierbarkeit
durch einen kompakten
Vorderradantrieb

Bessere Manövrierfähigkeit durch die kompakte Bauweise in Kombination mit dem Vorderradantrieb, der engere Radien fahrbar macht, aber auch Hindernisse leicht überwindbar gestaltet. Für den Transport lässt sich der NAVIX leicht auseinanderbauen und im Kofferraum auch eines kleinen PKW's verstauen, da sich die komplette Sitzeinheit komplett vom Grundrahmen - ohne Werkzeug - entfernen lässt.



VERMEIREN
we care for you

Bessere Manövrierbarkeit

Mit dem Navix können Benutzer in engen Räumen leichter wenden und Hindernisse, wie beispielsweise Türschwellen besser meistern.

Der benutzerfreundliche Navix kann an die individuellen Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden. Der kompakte und zerlegbare Navix passt auch in ein kleines Auto und sorgt so für noch mehr Mobilität.

Optionen

- Plexiglas-Tisch
- LED-Leuchten
- Kippschutz
- Neigbare Fußplatte
- Abschwengbare Steuereinheit
- Lift
- Verschiedene Sitz- und Rückenlehnenausführungen
- Seitenpelotten
- Kopfstütze
- Elektrische Beinstützen
- Höheneinstellbare Steuereinheit

Farben



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	580 / 630 mm
■ Gesamtlänge	1058 mm
■ Gesamthöhe	956 mm
■ Sitzhöhe	400 / 450 / 500 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	380 - 500 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Navix** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



■ Batterie / Motoren	2x12V/38Ah/50Ah/220W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h
■ Reichweite*	20 km
■ Gewicht	78,8 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**