

Mia

Toilettensitzerhöhung



Auch mit (optional) abnehmbarer und leicht zu reinigender Gummiabdeckung erhältlich

Mia ist ein erhöhter Toilettensitz (erhältlich in Sitzhöhen von 10 cm oder 15 cm), der mit den meisten gängigen Toiletten kompatibel ist. Ohne Werkzeug kann dieser an Ihre Toilette angepasst werden. Um den Sitzkomfort zu erhöhen, ist optional eine Gummiabdeckung erhältlich, welche auch leicht zu reinigen ist.

Gesamtbreite	365 mm
Gesamthöhe	100 - 150 mm
Gesamtlänge	405 mm
Max. zulässiges Benutzergewicht	225 kg
Farben	weiß

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.



VERMEIREN Austria GmbH - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Ihre Mobilität ist unser Anliegen