

Illico

Pflegebett für die häusliche Pflege

Formschönes Pflegebett mit Scherensystem mit faltbaren Metall-Seitengittern in Verbindung mit Stirnteilen in moderner Holzoptik oder absenkbaren Holz-Seitengittern zusammen mit Stirnteilen in Vollholz Buche mit Griffleiste. Auch als Niederflurbett verwendbar, da der Lattenrost auf minimal 298mm absenkbar und mittels hoher Hubhöhe von 530mm auf eine maximale Pflegehöhe von 828mm elektrisch verstellbar ist.

Einfache und schnelle Montage, bzw. Demontage ohne zusätzliches Werkzeug, möglich durch ein sehr intelligentes Klicksystem



Optional mit Metall Seitengitter



Niedrige Lattenrosthöhe von 298mm und angenehme hohe Pflegehöhe von 828mm



VERMEIREN
we care for you

Komfortabel und praktisch

- Einfache und schnelle Montage, bzw. Demontage ohne zusätzliches Werkzeug, möglich durch ein sehr intelligentes Klicksystem
- Elektrisch höhenverstellbare Lattenrosthöhe von 298mm bis 828mm mittels Handbedienung, Hubhöhe 530mm
- Liegefläche 900 mm x 2000 mm
- Handbedienung mit Sperrfunktion
- Belastbarkeit: 170 kg (Patient und Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Knieknickverstellung, das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden
- Aufrichter mit Trapez- beidseitig montierbar
- vier bremsbare Räder
- Elegante Kopf- und Fussteile
- mittels mitgeliefertem Transportadapter einfach zu transportieren und zu lagern.
- zwei Paar faltbare Metall- Seitengitter mit zwei Stirnteilen in moderner Holzoptik
- optional: zwei Paar absenkbare Holz- Seitengitter mit zwei Stirnteilen in Buch Vollholz samt Griffleisten



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind


VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neusten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Illico Pflegebett** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



Einfache Montage und Demontage



Einfaches Entfernen der Kopf- und Fussteile



hochwertige Rollen



Optional mit geteilten Seitengitter

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	1024 mm
■ Gesamtlänge	2080 mm
■ Gesamthöhe	298 - 828 mm
■ Höhe des Matratzengestells (verstellbar)	783 - 1313 mm
■ Max. Winkel Kopfbereich	70°
■ Max. Winkel Oberschenkel	36,8°

■ Max. Winkel Unterschenkel	-17,2°
■ Matratzenspezifik.	Min. RG 35, Dicke 120 mm, 2000x900 mm
■ Nennbelastung Aufrichtstange	75 kg
■ Gewicht	85 kg
■ Maximales Benutzergewicht	135 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you