



Cadeo

ROLLATOR

Gesamtbreite	590 mm
Gesamtlänge	600 mm
Gesamthöhe	800 - 910 mm
Sitztiefe	300 mm
Sitzbreite	300 mm
Sitzhöhe	540 mm
Gewicht inkl. Tasche	5,5 kg
max. Nennlast	90 kg
Räder	ø 110 mm
Farben	blau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. - Technische Änderungen vorbehalten.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Austria GmbH - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at



Ihre Mobilität ist unser Anliegen