

V-Serie XXL

Rollstuhl verstärkt



Crash Test geprüft



Diese Rollstühle der XXL-Serie sind standardmäßig ausgestattet mit einer Doppelschere und dadurch belastbar bis zu einem Benutzergewicht von 170kg.



V100 XXL - Standard - Rollstuhl mit Stahlrohrrahmen
V200 XXL, V300XXL - Leichtgewicht - Rollstühle aus Alu

170 KG

Schiebestange im Lieferumfang enthalten



Variante V100 XXL mit festem Sitz und Rücken




Modell V200 XXL

Mod. V300 XXL mit Anpassrücken standardmäßig



Doppelschere für eine hohe Belastbarkeit

Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



V100XXL	740 770 810	375	530 560 600	220-240	470-530	380	890-950	490	1060	21,4	170
V200XXL	740 770 810	385	530 560 600	220-240	440-530	400	820-1000	490	1050	20,1	170
V300XXL	740 770 810	350	530 560 600	220-240	440-530	400	840-930	490-530	1060	21	170

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.