



# Inovys II *Evo*

Rollstuhl mit Kippfunktion





## Maximaler Komfort

Bei der Entwicklung eines Rollstuhls mit Kippfunktion steht der Komfort im Vordergrund. Basierend auf unserer erfolgreichen Inovys-Reihe bietet dieser Rollstuhl auch hervorragende Anti-Dekubitus-Eigenschaften. Das Design des Inovys II Evo ist durchdacht und auf die individuellen

Bedürfnisse der Benutzerin/des Benutzers abgestimmt. Unsere langjährige Erfahrung garantiert Vielseitigkeit, viele Verstellmöglichkeiten und Komfort in Verbindung mit einem frischen Design.



## Kippfunktion

Druckentlastung ist ein wichtiger Vorteil von Inovys II Evo. Das Kippfunktions-System dreht sich sanft um den Schwerpunkt der Benutzerin/des Benutzers, ohne die Haut zu dehnen. Weitere Vorteile sind: eine bessere Blutzirkulation, eine geringere Belastung der Gelenke und Muskeln und eine bessere Gesundheit der Wirbelsäule.



## Anpassbare Einstellungen

Im Laufe des Tages ist die Anpassung an die Bedürfnisse des Benutzers und dessen Komfort wichtig. Anpassungen können dank unserem werkzeuglosen System einfach und schnell gemacht werden.



*Schiebegriffe werkzeuglos  
in der Höhe verstellbar*



*Armlehnen abnehmbar, in Tiefe und Höhe  
verstellbar - Sitztiefe einstellbar*



*Verstellbare Beinstütze  
Neigbare Fussplatte  
Einstellbare Wadenstütze*



## Mit Sorgfalt entworfen

Inovys II Evo bietet mit seinen vorgeformten, verstellbaren Sitz- und Rückenkissen einen hervorragenden Komfort. Es sind auch andere Kissenformen und -konfigurationen erhältlich.

## Ihre Geschichte, Ihre Anpassungen

Der Stuhl lässt sich nicht nur in seiner aktuellen Konfiguration und Positione verändern. Inovys II Evo lässt sich mit unserem Angebot an Optionen und Zubehör optimal an die Bedürfnisse der Benutzerin/des Benutzers anpassen.

Um neuen Bedürfnissen gerecht zu werden, können einzelne Elemente auch nach der ersten Konfiguration ausgetauscht werden. Ein Stuhl angepasst an Ihre Bedürfnisse.

## Farben



**Erhältlich als E-Version (elektrisch verstellbarer Sitz und Rückenlehne)**



**T30 - Erhältlich als Transitversion mit T30-Hinterrädern**



**B74 - Kompatibel mit Bremsen für begleitende Person**



**B66MAL – Optionale verstellbare hemiplegische Armlehne für die linke oder rechte Seite**

## Technische Informationen

■ Gesamtbreite	630 - 680 - 730 mm
■ Gesamthöhe	990 - 1060 mm
■ Gesamtlänge	1010 - 1050 mm
■ Sitzbreite	400 - 450 - 500 mm
■ Sitzneigung	0° - 21°
■ Rückenneigung	0° - 54°

■ Sitzhöhe	460 - 530 mm
■ Höhe Rücken	550 - 585 mm
■ Sitztiefe	460 - 520 mm
■ Gewicht	36 kg
■ Maximales Benutzergewicht	135 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich  
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

## VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4  
A-4061 Pasching  
Österreich

[www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at)  
[info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)



**Für weitere Informationen:  
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**