

# Badehilfen



## Laly

Der Duschstuhl mit Armlehnen und Rückenstütze, erleichtert Ihnen durch den Hygieneausschnitt auch die Intimpflege in der Dusche.

Der Stuhl ist faltbar, daher leicht zu verstauen und die Sitzhöhe einstellbar.

Gesamtbreite: 510 mm  
Tiefe: 570 mm  
Höhe: 880 - 1000 mm  
Sitzhöhe: 370 - 530 mm  
Sitzbreite: 420 mm  
Gewicht: 3,8 kg  
Belastbarkeit: 130 kg



## Lory

Formschöne Duschhocker mit Haltegriffen für den sicheren Transfer.

Gesamtbreite: 450 mm  
Tiefe: 450 mm  
Sitzhöhe: 360 - 520 mm  
Sitzbreite: 450 mm  
Gewicht: 2,10 kg  
Belastbarkeit: 120 kg



## Twist

Drehscheibe 360°  
Die weiche Sitzauflage mit abnehmbarem Bezug erleichtert Ihnen speziell auch bei sensiblen Hautbeschwerden das Umsetzen in vielen Bereichen.

Durchmesser : 400 mm  
Dicke : 50 mm  
Gewicht: 1,5 kg  
Belastbarkeit: 120 kg



## Lola

Duschstuhl mit Rückenlehne

Gesamtbreite: 450 mm  
Tiefe: 450 mm  
Höhe: 620 - 790 mm  
Sitzhöhe: 360 - 520 mm  
Sitzbreite: 450 mm  
Sitztiefe: 340 mm  
Gewicht: 2,85 kg  
Belastbarkeit: 120 kg

## Magda



Drehbarer Sitz für die Badewanne (360° drehbar)  
Ausgestattet mit einer rutschfesten, stabilen und durch Löcher angenehmen Kunststoffschale. Mit Armlehnen zur zusätzlichen Sicherung des Patienten.

Gesamtbreite: 520 mm  
Länge: 730 mm  
Höhe: 520 mm  
Sitzbreite: 480 mm  
Sitztiefe: 380 mm  
Rückenlehnenhöhe: 340 mm  
Innenbreite Badewanne: 560 - 660 mm  
Gewicht: 5,9 kg  
Belastbarkeit: 120 kg



## Paris

drehbarer Sitz für die Badewanne, mit Hygiene Ausschnitt und Armlehnen

Gesamtbreite: 721 mm  
Innenbreite Badewanne: 560 - 660 mm  
Tiefe: 515 mm  
Höhe: 560 mm  
Rückenlehnenhöhe: 325 mm  
Sitzbreite: 410 mm  
Gewicht: 6,65 kg  
Belastbarkeit: 130 kg

