

Ceres SE



VERMEIREN
we care for you

Design

CERES SE ist ein Outdoor-Scooter mit einem auffälligen Design, einem ergonomischen Sitz und einer höhenverstellbaren Kopfstütze. Design und Funktionalität gehen bei diesem Scooter Hand in Hand.

Er ist standardmäßig mit einer verstellbaren Rückenlehne, Sitztiefeinstellung und Armlehne ausgestattet, die sowohl in der Höhe als auch in der Breite verstellbar ist. Der Ceres SE bietet eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten, um eine möglichst komfortable Fahrt zu ermöglichen. Die Lenksäule ist mit einem Verstellhebel, einem abnehmbaren Einkaufskorb und zwei Rückspiegeln ausgestattet. Sie fahren sicher dank der LED-Blinker und hellen Lichter.



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

VERMEIREN ist stets bestrebt, die beste verfügbare Lösung für Ihre persönlichen Bedürfnisse zu finden. Mit dem nach und nach technologischen Fortschritt können wir Ihnen daher die aktuellsten und neuesten Produkte anbieten. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Ceres SE** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

einfache Neigungsverstellung des Sitzes



winkelverstellbarer Lenksäule



LED-Beleuchtung



Analoge Steuerung mit klaren Piktogrammen



■ Gesamtbreite	620 mm
■ Gesamtlänge	1300 mm
■ Gesamthöhe	1280 mm
■ Sitzhöhe	450 - 500 mm
■ Wendekreis	2800 mm
■ Batterie	2 x 12V - 38 Ah oder 50Ah

■ Reichweite*	30 - 48 km
■ Motoren	450 W oder 650 W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h / 10 km/h / 15 km/h
■ Gewicht	106 kg
■ Benutzergewicht	140 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärldinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**