

Forest 3 SU

Stand-up

Der Forest 3 SU ist ein elektrischer Rollstuhl mit Aufstehhilfe. Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit **zusätzlichen Funktionen**. Komplett mit einem Sicherheitsgurt auf Brusthöhe und einem gepolsterten Knieschutz für vollständige Sicherheit.

Die Bedieneinheit ermöglicht die Verwendung von der gesamten Standposition in die Sitzposition, bis zur 180°-Liegeposition. Die kleinen Räder an der Fußplatte sorgen für zusätzliche Stabilität beim Fahren mit Ihrem Forest 3 SU.





Farben



Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Forest 3 SU** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.



Technische Informationen

■ Gesamtbreite	602 / 670 mm
■ Gesamtlänge	1170 mm
■ Gesamthöhe	1100 - 1575 mm
■ Sitzhöhe	530 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 mm
■ Sitztiefe	420 - 470 mm

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	50 km
■ Gewicht	165 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärddinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**

VERMEIREN
we care for you