



B66MAL
Hemiplegie Armauflage



Armlehne
aus PU-Material



Armlehne
aus Kunstleder



Armlehne aus weichem
Soft-Material



B06
manuelle Standard
Beinstützen



BZ8 ART manuelle
höhenverstellbare Beinstützen



BZ8E ART elektrisch
höhenverstellbare Beinstützen



L34 geformter
rücken (soft)



L35 geformter
Sitz (soft)



L16 + L35
Holzplatte mit
Klettverschluss



TUB + L34 Rohrrückenlehne
mit vorgeformtem Kissen,
verstellbar durch Aluklemmen



TUB + L44
Rohrrückenlehne mit
verstellbarer Spannung



SE53
abschwengbare
Steuerung



S53A abschwengbare
Steuerung mit
Verriegelungspositionen



S53Z abklappbare
Steuerung



SE02
Im Tisch integrierter
Steuerung



LINX LCD
Elektronische Anzeige



SE04
Softball für Joystick



SE08
Zusätzlicher Controller



SE09 Zusätzlicher
Controller
für Begleitperson

■ Konsultieren Sie unsere Bestellformulare, um alle möglichen Optionen auf www.vermeiren.at zu entdecken. ■

Varianten

Forest 3+

Der Forest 3+ ist ein elektrischer Rollstuhl, der speziell für große Sitzbreiten und für eine höhere **Belastbarkeit bis max. 250 kg** entwickelt wurde. Komplett mit modernster elektronischer Steuerung und einer Vielzahl von Optionen.



Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Technische Informationen Forest 3

■ Gesamtbreite	595 / 610 / 650 mm
■ Gesamtlänge	1185 / 1205 / 1224 mm
■ Gesamthöhe	1036 mm
■ Sitzhöhe	430 - 480 mm
■ Sitzbreite	400 / 450 / 500 mm
■ Sitztiefe	420 - 520 mm

* Reichweite/Geschwindigkeit unter optimalen Umgebungsbedingungen und Batteriezuständen ermittelt nach ISO 7176-4. Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich. - Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



V.R.: VERMEIREN Group, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgien - 08/2023

Forest 3 SU

Der Forest 3 SU ist ein Elektrorollstuhl mit einer Aufstehmöglichkeit. Genau wie sein Bruder, der Forest 3, aber mit zusätzlichen Funktionen.



Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **Forest 3** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

■ Batterie / Motoren	2 x 12V / 80Ah - 220W oder 350W
■ Geschwindigkeit*	6 km/h oder 10 km/h
■ Reichweite*	42 oder 50 km
■ Gewicht	139 kg
■ Benutzergewicht	130 kg
■ zusätzliche Information	CE

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

Forest 3

Elektrorollstühle

Der FOREST 3 ist der perfekte Begleiter für Benutzer, die einen kompakten Indoor-Rollstuhl und ein leistungsstarkes Outdoor-Modell suchen. Ausdauer, Komfort und Anpassungsfähigkeit sind die wichtigsten Merkmale des Forest 3.



VERMEIREN
we care for you

Forest 3

SICHER UND KOMFORTABEL FAHREN

Der Forest 3 ist bekannt für sein Achsensystem und ermöglicht seinem Benutzer ein sicheres und komfortables Fahren auf verschiedenen Untergründen. Mit dem Forest 3 überwinden Sie Hindernisse im täglichen Leben mit Leichtigkeit. Ein Rollstuhl, der für Erlebnisse in und außerhalb des Hauses gemacht ist.



Forest 3

ELEKTROLLSTÜHLE



Wir bieten mehr als 32 verschiedene Farben an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.



Ausgestattet mit LINX technology



KOMPAKT UND LEICHT ZU MANÖVRIEREN

Die kleine und kompakte Größe des Forest 3 ermöglicht einen reibungslosen Wenderadius. Perfekt für den Einsatz in Innenräumen oder im Alltag. Dank des kleinen Rahmens können Sie sich problemlos in kleinen und engen Räumen oder Gängen bewegen. Obwohl er kompakt ist, sieht er großartig aus!



ELEKTROLLSTUHL MIT UNENDLICHEN MÖGLICHKEITEN

Mit mehr als 20 Farbvarianten, einer großen Anzahl von Optionen und Anpassungen.... kann der Forest 3 an jeden Fahrer und seine Vorlieben angepasst werden. Obwohl jeder Forest anders ist, bleiben die Qualität und die Haltbarkeit konstant. Jede Benutzergeschichte ist einzigartig und wir passen unseren Stuhl gerne an die Ihre an!

Kompakt, langlebig und leistungsstark. Der Forest 3 verfügt über die besten Eigenschaften für Benutzer, die einen kompakten Elektrorollstuhl suchen, der für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Der Forest 3 vereint Stärke, Komfort und Anpassungsfähigkeit und verfügt über ein durchdachtes Design, daß unser gesamtes Know-how aus mehr als 55 Jahren vereint. Die Vorderradachse ist ein unbestreitbarer Vorteil für einen Elektrorollstuhl.

Sie garantiert einen konstanten Kontakt der 4 Räder mit dem Boden und bleibt dabei stabil und komfortabel. Die V-Stab-Technologie (optional) ermöglicht es dem Fahrer, auch in unwegsamem Gelände oder bei Hindernissen einen geraden Kurs zu halten, ohne ständig ausgleichende Lenktechniken anwenden zu müssen. Mit seiner vorgeformten Rückenlehne und den individuellen Anpassungen bietet der Forest 3 eine personalisierte Lösung.

Hauptmerkmale



Option SE43 elektrische Sitzverstellung 50°



Verstellbare und klappbare Armlehnen mit Memory-Position



Dank der Pendelachse hat der Forest 3 immer Bodenkontakt, auch wenn es sich um unebenes Gelände handelt



Integrierter Neigungssensor für mehr Sicherheit und Fahrkomfort

