



ECO-plus

ROLLATOR

Gesamtbreite	610 mm
Gesamtlänge	680-795 mm
Gesamthöhe	845-1020 mm
Sitztiefe	360 mm
Sitzbreite	360 mm
Sitzhöhe	555-625 mm
Gewicht	7,2 kg
max. Nennlast	136 kg
Räder	200 x 35 mm
Farben	silber - blau

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. - Technische Änderungen vorbehalten.



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

Vermeiren Austria GmbH - Schäringer Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - www.vermeiren.at - info@vermeiren.at



Ihre Mobilität ist unser Anliegen