

Inovys II

Multifunktion



- Armlehnen verstellbar in Länge, Höhe und Breite
- Sitztiefeinstellung
- Aufnahme der Beinstützen in der Breite verstellbar
- Einstellmöglichkeit der Sitzhöhe ohne Radwechsel



Kippschutz



L58 - multivariable Kopfstütze



Individuell einstellbare Kopfstütze

Armlehnen abnehmbar und in Tiefe, Höhe und Breite einstellbar

Höhenverstellbare Schiebegriffe

geformter Rücken mit Dartex Inko Bezügen



Sitzkissen mit Kaltschaumsystem zur Anpassung an die individuelle Körperformung

hochschwenkbaren Beinstützen und winkelverstellbare Fußplatten




Option L04 Seitenpelotten



Option B12 Holztherapie Tisch

Großes Angebot an Zubehör und Optionen.



620	390-440	190-280	420-480	1030	500-560	0°-20°	35°	19°-113°	420-480	1100	135
670	440-490	190-280	420-480	1030	500-560	0°-20°	35°	19°-113°	420-480	1100	135
720	500-540	190-280	420-480	1030	500-560	0°-20°	35°	19°-113°	420-480	1100	135

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkeln (15 mm, 1,5 kg, 1,5°) sind möglich.

