



V-Drive

Elektrische Schiebehilfe für Ihren manuellen Rollstuhl

Die Schiebehilfe **V-Drive** erweitert den Bewegungsradius
Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt die
Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls.



VERMEIREN
we care for you

Komfort

Die Schiebehilfe **V-Drive** erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt die Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls.

Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien. Die bedienerfreundliche Steuerung der V-Drive sichert den komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.

Wir bieten **zwei Versionen** der Schiebehilfe V-Drive an:

STANDARDVERSION

max. Belastbarkeit bis 135 kg
inkl. Rollstuhl

HD-VERSION

max. Belastbarkeit bis 200 kg
inkl. Rollstuhl



Durch die integrierte Höheneinstellung kann die V-Drive auf viele verschiedene Rollstühle eingestellt werden.

Montage

Die Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug einfach links oder rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport (z. B. in einem PKW) lässt sich die V-Drive ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Entnehmen Sie den separaten Batteriepack, trennen Sie die Antriebseinheit vom Rollstuhl. Fertig.

Wollen Sie die V-Drive einmal nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden anheben und an einem der Schiebegriffe aufhängen.

Durch die Höhenverstellung kann die V-Drive auf 5 unterschiedliche Höhen eingestellt werden.

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **V-Drive** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.

Technische Informationen

■ Sitzbreite	390 - 480 mm
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	16 km
■ Batterie / Motor	2 x 12V 12 Ah - 150 W
■ Gewicht	19 kg**
■ Maximales Benutzergewicht	135 kg*

■ Sitzbreite	500 - 600 mm
■ Geschwindigkeit	6 km/h
■ Reichweite	16 km
■ Batterie / Motor	2 x 12V 12 Ah - 200 W
■ Gewicht	23 kg**
■ Maximales Benutzergewicht	200 kg*

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein. * inkl. Rollstuhl ** inkl. Batterien

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**