

28

Doppelkreuzstrebe

Dieser Stuhl mit Doppelkreuzstrebe und fester Rückenlehne kann ein Gewicht von bis zu 110 kg tragen (150 kg bei Rollstühlen mit anatomischen Kissen).



VERMEIREN
we care for you

Solider Komfort

Ausgestattet mit abklappbaren Fußstützen, Desk-Armlehnen, die einen einfachen Zugang zum Tisch ermöglichen, und einer bequemen langen Armlehnenpolstern. Kleine Seitenräder an den Fußplatten schützen Ihre Wände und Möbel während Sie den Rollstuhl benutzen.



Anatomische Version (optional) Max. Benutzergewicht: 150 kg

Farben

C20
blau

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	560/610/670/720 mm
■ Gesamthöhe	920 mm
■ Gesamtlänge	1110 mm
■ gefaltet	290/290/310/350 mm
■ Sitzbreite	390/440/500/550 mm
■ Höhe Armlehnen	230 mm

Produkte die auf Sie zugeschnitten sind

Unser Grundprinzip ist einfach: Der Rollstuhl muss sich an den Benutzer anpassen, nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle evolutionär und bieten eine passende Antwort auf Ihre spezifischen Bedürfnisse.

Alle Arten von Rollstühlen können angepasst werden, haben zahlreiche Optionen und sind vollständig personalisierbar, sodass für jede Person der passende Rollstuhl dabei ist. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Ihre Qualitätsgarantie

In Bezug auf die Qualität entspricht das **28** den höchsten Normen, die von weltweit anerkannten zertifizierten Prüfinstituten festgelegt wurden.



■ Sitzhöhe	500 mm
■ Höhe Rücken	420 mm
■ Sitztiefe	430 mm
■ Gewicht	+/- 20 kg
■ Maximales Benutzergewicht	(Anatomische Version 150 kg) 110 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.