



V100 XL

Schwerlastrollstuhl

Das Modell V100 XL ist das Basismodell der V-Serie, aber nicht zu übersehen. Ein robuster und solider Rollstuhl aus Stahl mit einem Benutzergewicht von bis zu 170 kg.



VERMEIREN
we care for you

Schwerlastrollstuhl

Eine breite Palette von Optionen, um Ihren Rollstuhl zu personalisieren und ihn zu 100% an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das Doppelkreuz verleiht dem V100 XL zusätzliche Balance. 3 Sitztiefen, 3 Sitzhöhen, 3 Höhen für die Armlehnen und 3 Möglichkeiten der Armlehnenpolsterung machen diesen einfachen Rollstuhl zu einem sehr vielseitigen Modell.

Farben



- ▶ 3 Sitzbreiten
- ▶ 3 Sitzhöhen
- ▶ Feste Sitztiefe
- ▶ 3 Armlehnenpositionen
- ▶ maximales Benutzergewicht: 170 kg
- ▶ Vielzahl verschiedener Optionen

Technische Informationen

■ Gesamtbreite	740 / 770 / 810 mm
■ Gesamthöhe	890 - 950 mm
■ Gesamtlänge	1060 mm
■ gefaltet	375 mm
■ Sitzbreite	530 / 560 / 600 mm
■ Höhe Armlehnen	220 - 240 mm

Produkte die zu Ihnen passen

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen und nicht umgekehrt. Deshalb sind unsere Rollstühle anpassungsfähig und bieten eine adäquate Antwort auf Ihre individuellen Bedürfnisse.

Alle Rollstühle können adaptiert werden, haben zahlreiche Optionen und können vollständig personalisiert werden, so dass es einen Rollstuhl für jede Person gibt. Dies ist das Ergebnis unserer kontinuierlichen Forschung und Erfahrung seit 1957.

Unsere Garantie für Qualität

In Sachen Qualität erfüllt der **V100 XL** die höchsten Standards, die von anerkannten Prüfinstituten weltweit festgelegt werden.



■ Sitzhöhe	470 - 530 mm
■ Höhe Rücken	380 mm
■ Sitztiefe	490 mm
■ Gewicht	21,4 kg
■ Maximales Benutzergewicht	170 kg
■ zusätzliche Information	CE

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15 mm und 1,5kg) sind möglich
Technische Änderungen vorbehalten. Abgebildete Ausstattungen können optional sein.

VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching
Österreich

www.vermeiren.at
info@vermeiren.at



**Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.**