

# 385

## Nachtschrank mit Rädern

**Der Nachtschrank 385 passt perfekt zu Ihrem Bett. Die 4 bremsbaren Räder sorgen für Stabilität** während Sie mit dem Tisch über Ihrem Bett lesen oder essen. Ausgestattet mit einem Schrank und einer Schublade samt Regal, um sicherzustellen, dass Sie immer einfachen Zugang zu Dingen haben, die Sie in der Nacht benötigen könnten.

Gesamtbreite	470 mm
Gesamtlänge	585 mm
Gesamthöhe	915 mm
Tisch	670 x 360 x 20 mm
Räder	4
Bremsen	2
Abmessungen Schublade	375 x 420 x 140 mm
Schrankabmessungen	400 x 470 x 645 mm
Regal	1
Gewicht	36,35 kg
Max. Benutzergewicht	10 kg
Farben	Buche

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich. Technische Änderungen vorbehalten.



**VERMEIREN Austria GmbH** - Schärldinger Strasse 4 - A-4061 Pasching - Österreich  
Tel.: +43 (0) 7229 64900 - Fax: +43 (0) 7229 64900-90 - [www.vermeiren.at](http://www.vermeiren.at) - [info@vermeiren.at](mailto:info@vermeiren.at)

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.

## Ihre Mobilität ist unser Anliegen