

Leichtgewichtrollstuhl mit Rückenverstellung bis 30°

## V300 30°

Belastbarkeit: 130 kg



### € 2.130,00

empf. Verkaufspreis:

**Rahmenfarbe** ●

 C59 champagner

**Bezug** ●

 Nylon schwarz

**Sitzbreiten/cm**

<input type="checkbox"/> 39 cm ●	<input type="checkbox"/> 46 cm ●
<input type="checkbox"/> 42 cm ●	<input type="checkbox"/> 48 cm ●
<input type="checkbox"/> 44 cm ●	<input type="checkbox"/> 50 cm ●

**Sitzhöhen/cm**

<input type="checkbox"/> 44 cm ●
<input type="checkbox"/> 47 cm ●
<input type="checkbox"/> 50 cm ●
<input type="checkbox"/> 53 cm ●

**Sitztiefe/cm**

<input type="checkbox"/> 44 cm ●
<input type="checkbox"/> 46 cm ●
<input type="checkbox"/> 48 cm ●

**Armlehnen**
 B02 Standard     B03 Desk ●

**Beinstützen**
**Aufpreis €**

<input type="checkbox"/> BZ8-L	winkelverstellbar links	●
<input type="checkbox"/> BZ8-R	winkelverstellbar rechts	●
<input type="checkbox"/>	winkelverstellbare Fußplatten	●
<input type="checkbox"/> BK7-L	Stumpfauflage links	28,00
<input type="checkbox"/> BK7-R	Stumpfauflage rechts	28,00
<input type="checkbox"/> BK6	Fußbrett einteilig	132,00

**Lenkräder** ●

<input type="checkbox"/> PU	200 x 50
<input type="checkbox"/> PU	200 x 30
<input type="checkbox"/> Luft	200 x 50
<input type="checkbox"/> Luft	200 x 35

**Antriebsräder** ●

<input type="checkbox"/> PU	24 x 1 3/8
<input type="checkbox"/> PU	22 x 1 3/8
<input type="checkbox"/> Luft	24 x 1 3/8
<input type="checkbox"/> Luft	22 x 1 3/8

Kunde:

Kommission:

Datum:

**Serienausstattung** ●

<input checked="" type="checkbox"/> B80	Steckachsen
<input checked="" type="checkbox"/> B90	Schiebestange
<input checked="" type="checkbox"/> B14	Rückenteilverlängerung flexibel
<input checked="" type="checkbox"/>	Rückverlagerter Achsblock
<input checked="" type="checkbox"/>	30° Rückenverstellung mittels Rasterverstellung mit Seilzügen
<input checked="" type="checkbox"/> BZ8	hochschwenkbare Beinstützen
<input checked="" type="checkbox"/>	Ankipphilfe

**Zusätze/Optional**

€

 T30 Transitrollstuhl (12", ohne B80) 193,00

**Zubehör**

€

<input type="checkbox"/> L14	anatomischer Rücken	184,00
<input type="checkbox"/> L15	anatomischer Sitz	184,00
<input type="checkbox"/> L34 So	fester Rücken Softausstattung	254,00
<input type="checkbox"/> L35 So	fester Sitz Softausstattung	254,00
<input type="checkbox"/> L58	Kopfstütze für L14/L34	343,00
<input type="checkbox"/> B47	Kopfstütze für flexiblen Rücken ohne B90 Schiebestange	336,00
<input type="checkbox"/> B23	Sitzkissen 4cm	47,00
<input type="checkbox"/> B31	Gehstützenhalter für 2 Gehst.	33,00
<input type="checkbox"/> B33	Greifreifenüberzüge (Paar)	124,00
<input type="checkbox"/> B40	Bremshebelverlängerung (Paar)	35,00
<input type="checkbox"/> B58	Sicherheitsgurt	45,00
<input type="checkbox"/> B66V-L	Armpolster Schalenform links	191,00
<input type="checkbox"/> B66V-R	Armpolster Schalenform rechts	191,00
<input type="checkbox"/> B74	Trommelbremse	330,00
<input type="checkbox"/> B78	Kippschutz (Stück)	56,00
<input type="checkbox"/> B85	Speichenschutz (Paar)	192,00
<input type="checkbox"/> B115	Therapieplatte (Polycarbonat)	210,00